



Clinex DEZOSept plus

płyn do dezynfekcji rąk

Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr **0189/TP/2020**

- Przeznaczenie produktu: Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk. Działa wirusobójczo. Produkt do powszechnego użytku.
- Postać produktu: Płyn do dezynfekcji rąk.
- Sposób użycia: W suche ręce wcierać w czasie 30 sekund nie mniej niż 3 ml preparatu. Ręce przez cały czas dezynfekcji powinny być zwilżone preparatem.
- Substancje czynne: Etanol 70 g/ 100g

Dostępne opakowania: Indeks 77-019 Nazwa indeksu CLINEX DEZOSept plus - płyn do dezynfekcji rąk 500ml
77-026 CLINEX DEZOSept plus - płyn do dezynfekcji rąk 5L



Instrukcja dezynfekcji rąk zgodnie z normą EN 1500




Pkt. 2-6 wykonywać po **5 razy**



Czas dezynfekcji **30 sekund**

1.




Nanieść odpowiednią ilość żelu do zagłębienia dłoni.

2.




Pocierać wewnętrzne strony dłoni.

3.



Wewnętrzną częścią jednej dłoni pocierać o grzbietową część i przestrzenie międzypalcowe drugiej dłoni. Następnie zmienić dłonie.

4.



Przepleść palce i pocierać wewnętrzne części dłoni.

5.



Zewnętrzną częścią złączonych palców jednej dłoni pocierać o wewnętrzną część drugiej dłoni.

6.



Pocierać ruchem obrotowym kciuk o zaciśniętą na nim drugą dłoń. Następnie zmienić dłonie.

7.



Pocierać wewnętrzną część jednej dłoni złączonymi palcami drugiej dłoni. Następnie zmienić dłonie.

8.



Twe dłonie są zdezynfekowane.